



2 福祉用具の特徴の紹介

①車椅子、座位保持装置 編



生活場面でのよくある希望に対応した機能

希望	機能・工夫
ちょっと休憩したい	リクライニング、ティルト、フットレストのエレベーターティング、クッション（U字、M字等）
お食事したり遊びたい お勉強したい	テーブル
おむつ交換や着替えをしたい	リクライニング（背もたれが水平まで倒れる）
滴下でお食事したい	リクライニング、ティルト、点滴ポール
体温調節が苦手	背もたれファン、背もたれヒーター、保冷剤ポケットの取り付け

ティルト
背もたれと座面
が同時に倒れます




フットレストの
エレベーターティング
膝から下の部分が
上下します



リクライニング
背もたれだけが倒
れます

移動、移乗場面でのよくある希望に対応した機能

希望	機能・工夫
移乗を楽にしたい	リクライニング、ティルト、肘掛けの工夫（取り外し式、落とし込み式等） フットレストの工夫（スイングアウト等）、座面の高さ
介助者に合わせて車いすを押しやすくしたい	プッシュハンドル（押手）の工夫（高さ調節、角度調節、左右連結）
快適にお散歩したい	日よけ、傘取り付けクランプ、プッシュハンドル（押手）の工夫、ブレーキの工夫 タイヤの工夫
車いすでの自走をやすく！	座面とタイヤの位置関係、タイヤの大きさ、ハンドリムの工夫（ゴム巻き、ノブ取り付け） タイヤとハンドリムの距離
自動車に乗りたい、載せたい	自動車積載時の固定フック（フック金具取付、フック位置のマーキング）、折り畳み、サイズ 福祉車両の導入
狭いところもスイスイ移動	通りたい狭い場所の計測（玄関の幅、廊下の幅・長さ等）、前輪と後輪の距離を短くする



その他のよくある希望に対応した機能

希望	機能・工夫
子どもの成長に合わせて長く使用したい	成長対応型
雨対策	車いす用ポンチョ 自転車用傘取り付けクランプ
収納上手 吸引器、呼吸器等を載せたい	背もたれ背面ポケット、車いす底面台、車いす底面かご、フック、車いす用バッグ

- 車いすや座位保持装置は、ココで挙げた以外にも色々な機能や工夫を盛り込むことができます。
- 個々それぞれに必要な機能については医師、セラピスト、業者さんにお尋ねください。
- 掲載した機能の中には、別途に自己負担が必要な場合もありますので、市町村窓口か業者さんにお尋ねください。