

2 福祉用具の特徴の紹介

②コミュニケーション機器 編



コミュニケーション機器について

言語機能（ことばの力）



「ちょうだい」「どうぞ」など
文脈にあわせてわかる単語がある

ビックマック

具体物の名称がわかる

スーパートーカー

絵の名称がわかる


スーパートーカー
トーキングエイド（シンボル）
指伝話
※選択肢が写真あるいは絵

文字がわかる

スーパートーカー
トーキングエイド
指伝話
※選択肢が文字

単語・文として文字が読める

スーパートーカー
トーキングエイド



スーパートーカー



トーキングエイド



指伝話

コミュニケーション機器について

両上下肢の機能（手足の動き）



手（または足）を動かすことができるが力が弱い

センサーを用いたスイッチ
トリガースイッチ

手（または足）を少しだけ動かすことができる

※動かすことができる力と範囲で異なる

VOCA
ビックマック、リトルマック
アイトークウィズレベル
ストリングスイッチ
スペックスイッチ

手（または足）を動かすことができる

スーパートーカー
クイックトーカー
ボイスキャリーペチャラ
指伝話
伝の心

指を動かすことができる

※タッチパネルで操作する

トーキングエイド



トリガースイッチ



ビックマック



ボイスキャリーペチャラ



コミュニケーション機器 について



- コミュニケーション機器の選定について、言語の機能と手（あるいは足）の機能の両方の側面から検討する。
- コミュニケーション機器の選定には、使用する側（子ども）の意欲が必要です。機器の選定については、お近くの言語聴覚士にお尋ねください。